


GETINGE 2000

フロントローダーフラッシュャーディスインフェクター



小さくて、シンプルで、早くて安全

サイズ: 高さ 1400mm × 幅 450mm × 奥行 530mm

GETINGE2000は、ユーザーフレンドリーなフロントローダータイプのフラッシュャーディスインフェクターです。本体サイズは、わずか横幅45センチでもチャンパー内には十分な容量を確保。どのようなものもフィットし簡単な操作で、しっかり必要な洗浄と消毒をすることが可能です。ドアに直接触れることなく開閉操作ができるので、さらに簡単で、衛生的に、そして安全にご使用いただけます。



簡単操作

分かりやすいコントロールパネルからボタンを押すだけ。ディスプレイには温度と進行状況も表示されます。



抜群の安全性

独自のノズル設計の配置により、チャンパー内の衛生さを保ちつつ、器材すべてを高温蒸気で確実に消毒します。ドアに汚れた手で触れることなくセンサーで自動開閉ができ(オプション)、操作する人も安全です。



優れた洗浄効果と低いランニングコスト

独自のノズルデザインで、国際基準にも対応した処理で確実に洗浄します。そして、かかる時間、水、電気、洗剤の消費は最小限に抑えました。



ゲティンゲ・ジャパン株式会社

〒108-0074 東京都港区高輪3丁目11-3 東信高輪ビル9階 TEL: 03-5791-7560 FAX: 03-5791-7565

Ver.2008.12.10